



# SAKIGAKE

マイクロガイドワイヤー



ハナコメディカル株式会社  
Hanaco<sup>medical</sup> CO.,LTD.

マイクロガイドワイヤー

# 先駆

## 特 徴

### 視認性

先端部にX線不透過性マーカを用いておりますので、X線透視時の先端部視認性に優れています。

### 潤滑性

全体に親水性コーティングを施し、潤滑性に優れています。

### 操作性

超弾性合金を使用し、先端部に対して優れたトルク伝達性と適度な硬さによる操作性を実現しました。

### 選択性

先端から30までリシェイプ可能です。複雑な血管走行での選択性に優れています。

### アングルタイプ (アングル・リシェイプ)

先端にアングルをプリシェイプしており、さらに先端から30までリシェイプ可能です。ダブルアングル等の複雑な形状付けが可能になっています。

製品番号	先端形状	外径	全長	梱包単位	
SG-S1415	ストレート・リシェイプ	0.014"	150	1本/1箱	
SG-S1418			180		
SG-A1415	150				
SG-A1418	180				
SG-S1615	ストレート・リシェイプ	0.016"	150		1本/1箱
SG-S1618			180		
SG-A1615	150				
SG-A1618	180				

### 販売名:先駆

一般的名称:心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤー  
医療機器承認番号:22000BZX01203000

高度管理医療機器

保険医療材料請求分類:造影ワイヤー微細血管用

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。

※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元



ハナコメディカル株式会社  
Hanacomedical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号  
TEL 048-881-4101 FAX 048-881-5875  
URL: <http://www.hanacomedical.co.jp>  
E-mail: [eigy@hanacomedical.co.jp](mailto:eigy@hanacomedical.co.jp)

11BB000