



# 子宮穿刺針

- 25Gと従来製品に比べ低浸襲です。
- 25Gは従来製品に比べ穿刺抵抗が減少し、操作性に優れます。
- 先端特殊加工によるエコー下視認性の確保。



製品番号	太さ	全長	外径	内径	梱包単位
PNDA-25-100	25G	100mm	0.53mm	0.35mm	10
PNDA-25-150		150mm			
PNDA-25-200		200mm			

販売名称:ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針/医療機器承認番号:16000BZZ01561000

医療の先端をめざす



**ハナコメディカル株式会社**  
Hanacomical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号  
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875  
URL: <http://www.hanacomical.co.jp/jp/>  
E-mail: [eigyoun@hanacomical.co.jp](mailto:eigyoun@hanacomical.co.jp)