

IR カテーテル

販売名：ハナコ・IR カテーテル
医療機器承認番号：22800BZX00008000
高度管理医療機器

※製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。
※使用前に製品の添付文書をよく読み、記載されている説明に従って使用してください。

製造販売元



ハナコメディカル株式会社
Hanaco *medical* CO.,LTD.

本 社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
URL : <http://www.hanacomical.co.jp/>
E-mail : eigyoun@hanacomical.co.jp

16BC000



ハナコメディカル株式会社
Hanaco *medical* CO.,LTD.



ハナコ・IRカテーテルは確実なインターベンションを実現するサポートをします。

IR カテーテル

特徴

操作性

シャフト部にステンレスメッシュ構造を採用し操作性の向上を図りました。

先端部の柔軟性

カテーテル先端部にはチップを付ける事によりカテーテルによる血管損傷の危険性を軽減しました。

豊富な形状

さまざまな症例に対応できる多数の形状をご用意しております。

腹部血管造影用

形状名	製品番号	外径 (Fr)	有効長 (mm)	サイドホール個数	適合ワイヤー (インチ)	JANコード
シェパードフック 小	210-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043113987
シェパードフック 中	211-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114007
1CJ型	1CJ-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114083
CJ1型	CJ1-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114090
TRJ型	TRJ-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114113
CNS1型	CNS1-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114137
GHCA型	GHCA-42-IR-850-2P-SH0	4.2	850	0	0.038"	4543043114182
JC1型	JC1-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114670
JC2型	JC2-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114694
JC3型	JC3-42-IR-700-2P-SH1	4.2	700	1	0.038"	4543043114441
OCUA型	OCUA-42-IR-700-2P-SH2	4.2	700	2	0.038"	4543043114557
RIMS型	RIMS-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114717
C1型	C1-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043113949
C2型	C2-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043113956
C3型	C3-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043113963
SNC4型	SNC4-42-IR-800-2P-SH1	4.2	800	1	0.038"	4543043114076
NUC1型	NUC1-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114762
NUC2型	NUC2-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114779
RH型	RH-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114212
RLG型	RLG-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114540
ツイスト型	670-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114199

頭部血管造影用

形状名	製品番号	外径 (Fr)	有効長 (mm)	サイドホール個数	適合ワイヤー (インチ)	JANコード
SIM-M型	SIMM-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114434
モディファイドシモンズ型	MSCT-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114755
ITO-A型	ITOA-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114809
イシグリー10型	IC10-42-IR-800-2PSH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114304
H1H型	H1H-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114373
HK型	HK-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114403
JB1型	JB1-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114618
JB2型	JB2-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114632
JB3型	JB3-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114656
SIM2型	SIM2-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114601
SIM3型	SIM3-42-IR-1000-2P-SH0	4.2	1000	0	0.038"	4543043114571

その他

形状名	製品番号	外径 (Fr)	有効長 (mm)	サイドホール個数	適合ワイヤー (インチ)	JANコード
気管支動脈用 (675)	675-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114069
M P-1型	MP1M-42-IR-700-2P-SH0	4.2	700	0	0.038"	4543043114229
成形自在型	SJCT-42-IR-800-2P-SH0	4.2	800	0	0.038"	4543043114472

※その他形状も多数をご用意しております。詳細は弊社、営業担当者へお問い合わせ下さい。