




EX Introducer Set

ハナコ・EXイントロデューサーセット



ハナコ・EXイントロデューサーセット 医療用具承認番号 20400BZZ00321000

Hanaco



EXイントロデューサーセット

EXイントロデューサーセットは、シースの本体部にFrサイズが表示されているため一目でFrサイズが確認できます

スタンダードシース

スプリングワイヤータイプ

適応Frサイズ	製品番号	有効長	リードワイヤー直径×全長	リードワイヤー形状	付属品
4Fr (赤)	HS-4-S HS-4-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリンジ、メス
5Fr (灰)	HS-5-S HS-5-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリンジ、メス
6Fr (緑)	HS-6-S HS-6-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリンジ、メス
7Fr (橙)	HS-7-S HS-7-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリンジ、メス
8Fr (青)	HS-8-S HS-8-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリンジ、メス

親水性プラスチックワイヤータイプ

適応Frサイズ	製品番号	有効長	リードワイヤー直径×全長	リードワイヤー形状	付属品
4Fr (赤)	HS-4-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリンジ、メス
5Fr (灰)	HS-5-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリンジ、メス
6Fr (緑)	HS-6-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリンジ、メス
7Fr (橙)	HS-7-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリンジ、メス
8Fr (青)	HS-8-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリンジ、メス



EXイントロデューサーセット

EXイントロデューサーセットは、シースの本体部にFrサイズが表示されているため一目でFrサイズが確認できます

スタンダードシース

スプリングワイヤータイプ

適応Frサイズ	製品番号	有効長	リードワイヤー直径×全長	リードワイヤー形状	付属品
4Fr (赤)	HS-4-S HS-4-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリジ、メス
5Fr (灰)	HS-5-S HS-5-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリジ、メス
6Fr (緑)	HS-6-S HS-6-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリジ、メス
7Fr (橙)	HS-7-S HS-7-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリジ、メス
8Fr (青)	HS-8-S HS-8-SJ	120mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針、シリジ、メス


親水性プラスチックワイヤータイプ

適応Frサイズ	製品番号	有効長	リードワイヤー直径×全長	リードワイヤー形状	付属品
4Fr (赤)	HS-4-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリジ、メス
5Fr (灰)	HS-5-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリジ、メス
6Fr (緑)	HS-6-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリジ、メス
7Fr (橙)	HS-7-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリジ、メス
8Fr (青)	HS-8-EXA	120mm	0.035inch×400mm	アングル(EX-A)	穿刺針、シリジ、メス

ショートシース

スプリングワイヤータイプ

適応Frサイズ	製品番号	有効長	リードワイヤー直径×全長	リードワイヤー形状	付属品
4Fr(赤)	BS-4-S-7	70mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BS-4-S-10	100mm			
	BS-4-SJ-7	70mm			
	BS-4-SJ-10	100mm			
4Fr(赤)	BSF-4-S-7	70mm	0.025inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BSF-4-S-10	100mm			
	BSF-4-SJ-7	70mm			
	BSF-4-SJ-10	100mm			
5Fr(灰)	BS-5-S-7	70mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BS-5-S-10	100mm			
	BS-5-SJ-7	70mm			
	BS-5-SJ-10	100mm			
6Fr(緑)	BS-6-S-7	70mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BS-6-S-10	100mm			
	BS-6-SJ-7	70mm			
	BS-6-SJ-10	100mm			
7Fr(橙)	BS-7-S-7	70mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BS-7-S-10	100mm			
	BS-7-SJ-7	70mm			
	BS-7-SJ-10	100mm			
8Fr(青)	BS-8-S-7	70mm	0.035inch×400mm	ストレート型 ストレート型 ストレート・J型(両端柔軟型) ストレート・J型(両端柔軟型)	穿刺針 シリンジ メス
	BS-8-S-10	100mm			
	BS-8-SJ-7	70mm			
	BS-8-SJ-10	100mm			



製造元
Manufactured by



医療の先端をめざす
ハナコメディカル株式会社
Hanaco Medical CO., LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
大阪営業所 〒564-0002 大阪府吹田市岸部中2丁目2番13号
TEL 06-6330-7707(代) FAX 06-6330-7088
URL: <http://www.hanacomical.co.jp/jp/>
E-mail: eigyou@hanacomical.co.jp