

# ハナコ・エクセレントENカテーテル

3.5Fr  
**GMAX**

医療機器承認番号：20100BZZ01855000

## 特徴

### ■柔軟な先端加工

先端形状部を、柔軟なセミソフトチップ、ソフトチップの2種類の柔軟な素材を加工する事で柔軟に仕上げました。カテーテル操作時における血管損傷の危険性を低減いたします。

### ■確実な操作性

細径でも操作性を重視したしっかりとしたシャフトを採用しました。  
細径でも確かな操作性を実現しました。

カテーテル規格表

形状		製品番号	外径 Fr	全長 mm	適合 ワイヤー	特定保険医療材料 請求分類
シェファードフック モディファイド型	小	210-35-GMAXH20-700-2P-SH1	3.5	700	0.032"	一般用
	中	211-35-GMAXH20-700-2P-SH1				
コブラ型		231-35-GMAXS30-700-2P-SH0				
RC型	大	620-35-GMAXH20-700-2P-SH1				
	中	621-35-GMAXH20-700-2P-SH1				
1CJ型		1CJ-35-GMAXH20-700-2P-SH1				
RH型		630-35-GMAXS30-800-2P-SH0		800		

※上記以外の形状は弊社営業担当にご確認下さい。

製造販売元 ハナコメディカル株式会社

本社/埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11  
TEL048-881-4101(代) FAX048-881-5875  
E-mail:eigy@hanacomical.co.jp  
URL:http://www.hanacomical.co.jp