



ハナコエクセレント EN カテーテル (DJ タイプ)

Hanaco EXCELLENT EN CATHETER TYPE DJ

DJ CATHETERS



製造販売元

医療の先端をめざす



ハナコメディカル株式会社

Hanacomedical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL : 048-881-4101(代) FAX : 048-881-5875
URL : <http://www.hanacomical.co.jp>
E-mail : eigyoun@hanacomical.co.jp

ハナコ・エクセレント EN カテーテル 医療機器承認番号 20100BZZ01855000

ハナコエクセレント EN カテーテル(DJタイプ)

Hanaco EXCELLENT EN CATHETER TYPE DJ

エクセレント EN カテーテルで好評を得ている高剛性シャフトに柔軟なカーブ材質と先端ソフトノーズをダブルジョイント。さらなる安全性と確実な血管追従性を実現します。

**シェパードフック
モディファイド型
(Shepherds-hook Modified)
700mm**

Side Hole 1

210 211 212

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
210-50-DJ50-700-2P-SH1	5	700	0.038
211-50-DJ50-700-2P-SH1	5	700	0.038
212-50-DJ60-700-2P-SH1	5	700	0.038

**RC 型
(Type-RC)
700mm**

Side Hole 1

622 621 620

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
620-50-DJ60-700-2P-SH1	5	700	0.038
621-50-DJ50-700-2P-SH1	5	700	0.038
622-50-DJ30-700-2P-SH1	5	700	0.038

**MU 型
(Type-MU)
700mm**

Side Hole 1

MU

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
MUCT-50-DJ50-700-2P-SH1	5	700	0.038

**ミカエルソン型
(Type-Micaelson)
800mm**

330

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
330-50-DJ100-800-2P-SH0	5	800	0.038

**RH 型
(Type-RH)
800mm**

630

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
630-50-DJ80-800-2P-SH0	5	800	0.038

**コブラ型
(Type-Cobra)
700mm**

230 231

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
230-50-DJ50-700-2P-SH0	5	700	0.038
231-50-DJ50-700-2P-SH0	5	700	0.038

**ストレート型
(Type-Straight)
800mm**

100mm

ストレート

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
STCT-50-DJ100-800-2P-SH0	5	800	0.038

**ツイスト型
(Type-Twist)
800mm**

670

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
670-50-DJ80-800-2P-SH0	5	800	0.038

**ヘッドハンター型
(Type-Headhunter)
1000mm**

371

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
371-50-DJ30-1000-2P-SH0	5	1000	0.038

**BHW 型
(Type-Bentson-Hanafee-Wilson)
1000mm**

390 391 392

製品番号	Fr.	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
390-50-DJ60-1000-2P-SH0	5	1000	0.038
391-50-DJ60-1000-2P-SH0	5	1000	0.038
392-50-DJ60-1000-2P-SH0	5	1000	0.038