


# 胆道ステントセット

## 【両ピッグステント】

販売名：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット  
 医療機器承認番号：16100BZZ01316000  
 クラス：IV（高度管理医療機器）



製品番号	規格			
	外径	有効長	サイドホール	構成品
SET-ERBD-72-80-RP-KT	7.2Fr	80 mm	10個	両ピッグテール 7.2Fr/マーカー付き ・ プッシングチューブ 7.2Fr/1600 mm
SET-ERBD-72-100-RP-KT		100 mm		
SET-ERBD-72-120-RP-KT		120 mm		
SET-ERBD-72-140-RP-KT		140 mm		

特定保険医療材料分類：

胆道ステントセット・一般・一時・ステント  
 +  
 胆道ステントセット・一般・一時・デリバリー

製造販売元 **ハナコメディカル株式会社**

本社/埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11

TEL048-881-4101 FAX048-881-5875

E-mail:eigy@hanacomical.co.jp

URL:<http://www.hanacomical.co.jp>


# 胆道ステントセット

## 【CP ステント】

販売名：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：IV（高度管理医療機器）



製品番号	規格			
	外径	有効長	サイドホール	構成品
SET-ERBD-72-170-KP-A	7.2Fr	120 mm	11個	片ピッグ・アングル型 7.2Fr/マーカー付き ・ プッシングチューブ 7.2Fr/1600 mm
SET-ERBD-72-190-KP-A		140 mm		
SET-ERBD-72-210-KP-A		160 mm		
SET-ERBD-72-220-KP-A		170 mm		

特定保険医療材料分類：

胆道ステントセット・一般・一時・ステント  
+  
胆道ステントセット・一般・一時・デリバリー

製造販売元 ハナコメディカル株式会社

本社/埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11

TEL048-881-4101 FAX048-881-5875

E-mail:eigyoun@hanacommedical.co.jp


URL:http://www.hanacommedical.co.jp

# 膀胱管ステントセット

販売名：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：IV（高度管理医療機器）

製品番号	規格	外径	有効長	構成品
SET-ERBD-SK-50-40-SH2	両フラップ	5Fr	30mm	
SET-ERBD-SK-50-60-SH5			50mm	
SET-ERBD-SKK-50-40-SH4-MK	片フラップ		30mm	
SET-ERBD-SKK-50-60-SH5			50mm	
SET-ERBD-50-40-TMI-SH8	片ピッグ		30mm	
SET-ERBD-50-60-TMI-SH10			50mm	

プッシングチューブ付

特定保険医療材料分類：保険請求不可（膀胱管使用の場合）

その他形状、規格につきましては各営業にお問い合わせください。

製造販売元 **ハナコメディカル株式会社**

本社/埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11

TEL048-881-4101 FAX048-881-5875

E-mail:eigyoun@hanacommedical.co.jp

URL:<http://www.hanacommedical.co.jp>