


子宮穿刺針

販売名称：ハナコ・ディスプレイブル・穿刺針

医療機器承認番号：16000BZZ01561000

クラス：Ⅱ JMDNコード：32337000



| 製品番号 | コネクタの色 | 太さ | 全長 | 外径 | 内径 | 希望小売価格 | 梱包単位 |
|-------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----------|-------|
| PNDA-25-100 | オレンジ | 25G | 100mm | 0.53mm | 0.35mm | ¥24,000/箱 | 10本/箱 |
| PNDA-25-150 | | | 150mm | | | | |
| PNDA-25-200 | | | 200mm | | | | |