

血管造影用製品

血管造影用カテーテル

製品番号例 : 211-50-TEX-700-2P-SH1

↙ ↘
↙ ↘
↑
↙ ↘
↙ ↘

形状番号 Frサイズ 記号※ カテーテルチューブ 記号 全長(mm) 活栓 サイドホール数

※Frサイズ 記号=Frサイズ × 10
例 : 4.2Fr . . . 42

販売名称 医療機器承認番号	クラス分類 JMDNコード	カテーテルチューブ 記号	Fr サイズ	希望小売 価格	償還価格	保険請求 分類	梱包 単位
ハナコ・デイスホーザブル・アンキオカテーテル 15900BZZ00498000	Ⅲ 10688103	(なし)	3	¥2,300	¥2,000	[009] (1)一般用	5
			4				
			5				
			6				
			6.5				
7.2							
ハナコ・デイスホーザブル・トルクカテーテル 15900BZZ00497000	Ⅳ 17613000	T	5				
			5.5				
			6				
			6.5				
ハナコ・デイスホーザブル・リウレタンカテーテル 20100BZZ01856000	Ⅳ 17613000	NPU NTPU NTPUEN	4				
			4.5				
			5				
ハナコ・デイスホーザブル・ハイフローカテーテル 16300BZZ01529000	Ⅲ 10688103	FTN FT	5				
			6				
ハナコ・エクセレント EN カテーテル 20100BZZ01855000	Ⅳ 17613000	GMAX N (Hi-MAX)※ SN (Hi-MAX)※ MAX (N) SMAX (N) STEXDJ MAXDJ DJ TEX STEX	3.5				
			4.2				
			5				
			5				
			6				
			6.5				
			5				
			6				
			ハナコ・IRカテーテル 22800BZX00008000	Ⅳ 10688104	IR	4.2	
			Angiostar カテーテル※ 20500BZZ00192000	Ⅳ 17613000	-	5	
6							

※N・SNの心カ特注品 及び Angiostar カテーテル は製品番号の形態が異なります