


拡張針

販売名称：ハナコ・ディスプレイザブル長針


医療機器承認番号：16000BZZ00855000

クラス：Ⅱ JMDNコード：70194000



製品番号	針			ダイレーター			全長	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
	太さ	外径	内径	外径	内径	コネクター					
LNA-19-300-D	19G	1.00	0.75	1.66	1.12	無	300 mm	¥2,600	¥2,620	[033] (2) ダイレーター ① シースあり	10
LNA-19-300-D-C		mm	mm	mm	mm	有		¥5,000			

イントロデューサータイプ



製品番号	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
LNA-6-180	180mm	0.018inch	¥5,300	¥2,620	[033] (2) ダイレーター ① シースあり	5