


穿 刺 針

販売名称：ハナコ・ディスプレイザブル・穿刺針

医療機器承認番号：16000BZZ01561000
 クラス：Ⅱ JMDNコード：32337000




製品番号	コネクタの色	太さ	全長	外径	内径	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
NDA-18-150	ピンク	18G	150 mm	1.27mm	1.07mm	¥950	¥1,880	[033] (4)穿刺針	20
NDA-20-150	イエロー	20G		0.90mm	0.64mm	¥500			
NDA-21-150	グリーン	21G		0.80mm	0.54mm				
NDA-22-150	ブラック	22G		0.72mm	0.49mm				
NDA-18-200	ピンク	18G	200 mm	1.27mm	1.07mm	¥950			
NDA-20-200	イエロー	20G		0.90mm	0.64mm	¥600			
NDA-21-200	グリーン	21G		0.80mm	0.54mm				
NDA-22-200	ブラック	22G		0.72mm	0.49mm				

U S 穿 刺 針

販売名称：ハナコ・ディスプレイザブル・穿刺針

医療機器承認番号：16000BZZ01561000
 クラス：Ⅱ JMDNコード：32337000



形状	製品番号	コネクタの色	太さ	全長	外径	内径	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
Aタイプ	USA-18-150	ピンク	18G	150 mm	1.27mm	1.07mm	¥2,000	¥1,880	[033] (4)穿刺針	20
	USA-20-150	イエロー	20G		0.90mm	0.64mm				
	USA-21-150	グリーン	21G		0.80mm	0.54mm				
	USA-22-150	ブラック	22G		0.72mm	0.49mm				
	USA-18-200	ピンク	18G	200 mm	1.27mm	1.07mm				
	USA-19-200	クリーム	19G		1.08mm	0.80mm				
	USA-20-200	イエロー	20G		0.90mm	0.64mm				
	USA-21-200	グリーン	21G		0.80mm	0.54mm				
Bタイプ	USB-18-150	ピンク	18G	150 mm	1.27mm	1.07mm				
	USB-21-150	グリーン	21G	mm	0.80mm	0.54mm				
	USB-18-200	ピンク	18G	200 mm	1.27mm	1.07mm				
	USB-21-200	グリーン	21G	mm	0.80mm	0.54mm				