

# E R B D 関 連 製 品


## 胆道ステントセット

### E R B D セット (一般型・一時留置型 スtent/デリバリー)

販売名称 : ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号 : 16100BZZ01316000

クラス : IV JMDNコード : 10696012




製品番号	キット構成	単品製品番号		規格	希望小売価格	償還価格	梱包単位
		単品製品番号	規格				
SET-ERBD-72-100-RP-KT	留置チューブ	ERBD-RP-KT-72-100-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr、100mm	¥17,450	[034] (1)-(2) ¥17,450 ア... ステント:¥3,950 イ... デリバリー:¥13,500	5	
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				
SET-ERBD-72-120-RP-KT	留置チューブ	ERBD-RP-KT-72-120-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr、120mm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				
SET-ERBD-72-140-RP-KT	留置チューブ	ERBD-RP-KT-72-140-SH10-MK	両ビッグテール、 7.2Fr、140mm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				
SET-ERBD-72-170-KP-A	留置チューブ	ERBD-KP-A-72-170-SH11-MK	アンクルビッグ 7.2Fr、170mm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				
SET-ERBD-72-190-KP-A	留置チューブ	ERBD-KP-A-72-190-SH11-MK	アンクルビッグ 7.2Fr、190mm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				
SET-ERBD-72-210-KP-A	留置チューブ	ERBD-KP-A-72-210-SH11-MK	アンクルビッグ 7.2Fr、210mm				
	プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600	7.2Fr、160cm				

# ERBD用留置チューブ

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012




製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位	
ERBD-KP-60-200-SH5	片ビッグテール (サイドホール5個)	6	200mm	0.038inch	¥3,950	¥3,950	[034] (1)一般型 (2)一時留置型 ア…ステント	20	
ERBD-KP-72-200-SH5		7.2							0.045inch
ERBD-KP-80-200-SH5		8		0.038inch					
ERBD-KP-10-200-SH5		10							0.045inch
ERBD-SF-60-100-SH2	サイドフラップ (サイドホール2個)	6	100mm	0.038inch					
ERBD-SF-72-100-SH2		7.2						0.045inch	
ERBD-SF-80-100-SH2		8		5					
ERBD-SF-90-100-SH2		9							
ERBD-SF-10-100-SH2	10	5							
ERBD-RP-60-80-SH10	両ビッグテール (サイドホール10個)	6	80mm	0.038inch	¥3,950	¥3,950	[034] (1)一般型 (2)一時留置型 ア…ステント	20	
ERBD-RP-60-100-SH10			100mm						
ERBD-RP-60-120-SH10			120mm						
ERBD-RP-60-150-SH10			150mm						
ERBD-RP-72-80-SH10		7.2	80mm						
ERBD-RP-72-100-SH10			100mm						
ERBD-RP-72-120-SH10			120mm						
ERBD-RP-72-150-SH10			150mm						
ERBD-RP-80-80-SH10		8	80mm						0.045inch
ERBD-RP-80-100-SH10			100mm						
ERBD-RP-80-120-SH10			120mm						
ERBD-RP-80-150-SH10			150mm						
ERBD-RP-90-80-SH10		9	80mm						
ERBD-RP-90-100-SH10			100mm						
ERBD-RP-90-120-SH10			120mm						
ERBD-RP-90-150-SH10			150mm						
ERBD-RP-10-80-SH10		10	80mm						
ERBD-RP-10-100-SH10			100mm						
ERBD-RP-10-120-SH10			120mm						

## テーパードカテーテル

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012




製品番号	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	梱包単位
ERBD-TC-50-1800-SHO	5	180cm	0.035inch	¥5,000	10
ERBD-TC-60-1800-SHO	6		0.038inch		
ERBD-TC-72-1800-SHO	7.2				
ERBD-TC-80-1800-SHO	8				
ERBD-TC-90-1800-SHO	9				
ERBD-TC-10-1800-SHO	10				0.045inch

## プッシングチューブ

販売名称：ハナコ・ディスポーザブルERBDキット

医療機器承認番号：16100BZZ01316000

クラス：Ⅳ JMDNコード：10696012




製品番号	外径 (Fr)	全長	外径	内径	希望小売価格	梱包単位
ERBD-PS-50-1600	5	160cm	1.67mm	1.12mm	¥4,000	10
ERBD-PS-60-1600	6		2.00mm	1.20mm		
ERBD-PS-72-1600	7.2		2.40mm	1.47mm		
ERBD-PS-80-1600	8		2.66mm	1.55mm		
ERBD-PS-90-1600	9		3.00mm	1.80mm		
ERBD-PS-10-1600	10		3.33mm	2.20mm		5

販売名称 : ハナコ・ディスプレイブルERBDキット

医療機器承認番号 : 16100BZZ01316000

クラス : IV JMDNコード : 10696012



製品番号	形状	サイドホール数	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	保険請求分類	梱包単位
ERBD-KP-TMI-50-40-SH8	片ピッグテール	8個	5	40mm	0.035inch	¥3,950	不可	20
ERBD-KP-TMI-50-50-SH8				50mm				
ERBD-KP-TMI-50-60-SH10		10個		60mm				