

スプリングワイヤー（テフロンコーティング）

販売名称：ガイドワイヤー（株式会社メディキット社製）

医療機器承認番号：20800BZY00487000

クラス：Ⅳ JMDNコード：35094114

製品番号	先端形状	外径 (inch)	全長 (cm)	希望小売 価格	償還価格	保険請求 分類	梱包単位
SET18150-J3	J3	0.018	150	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
SET25150-J3	J3	0.025					
SET32150-J1.5	J1.5	0.032					
SET32150-J3	J3	0.032					
SET35150-J1.5	J1.5	0.035					
SET35150-J3	J3	0.035					
SET38150-J3	J3	0.038					
SET35150-I	ストレート	0.035					
SET35260-J3	J3	0.035	260	¥2,640	¥2,640	[012] (1)交換用	5

スプリングワイヤー（ステンレス）

販売名称：ハナコ・ディスポーザブル・リードワイヤー

医療機器承認番号：15900BZZ00499000

クラス：Ⅳ JMDNコード：35094114

ストレート型



スタンダードタイプ


製品番号	柔軟長 (mm)	外径 (inch)	全長 (cm)	希望小売 価格	償還価格	保険請求 分類	梱包単位
FS-3T-018-1450-ST	30	0.018	145	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
FS-3T-021-1450-ST		0.021					
FS-3T-025-1450-ST		0.025					
FS-3T-028-1450-ST		0.028					
FS-3T-032-1450-ST		0.032					
FS-3T-035-1450-ST		0.035					
FS-3T-038-1450-ST		0.038					

ストレート型 先端超柔軟タイプ



製品番号	柔軟長(mm)	外径(inch)	全長(cm)	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
TY-30-032-1450-ST	60	0.032	145	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
TY-30-035-1450-ST		0.035					
TY-035-1450-ST	100						

J 型



3J型


製品番号	柔軟長(mm)	外径(inch)	全長(cm)	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
F3J-3T-018-1450-ST	30	0.018	145	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
F3J-3T-021-1450-ST		0.021					
F3J-3T-025-1450-ST		0.025					
F3J-3T-028-1450-ST		0.028					
F3J-3T-032-1450-ST		0.032					
F3J-3T-035-1450-ST		0.035					
F3J-3T-038-1450-ST		0.038					
F3J-10T-035-1450-ST	100	0.035					

エクセレントワイヤー（親水性ワイヤー）

販売名称：ハナコ・エクセレントワイヤー

医療機器承認番号：20300BZZ01107000

クラス：Ⅳ JMDNコード：35094114



製品番号	柔軟長 (mm)	形状	外径 (inch)	全長 (cm)	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
EX-S-035-1500	30	ストレート型	0.035	150	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
EX-A-035-1500		アングル型	0.035 (ハートタイプ)					
EXH-A-035-1500				200				
EXH-A-035-1800								
EXH-A-035-2000								

エクセレントワイヤー（タングステンワイヤー）

販売名称：ハナコ・エクセレントワイヤー

医療機器承認番号：20300BZZ01107000

クラス：Ⅳ JMDNコード：35094114

製品番号	柔軟長 (mm)	形状	外径 (inch)	全長 (cm)	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
EXW-AG-025-1500-5T	40	アングル型	0.025	150	¥2,020	¥2,020	[197] ガイドワイヤー	10
EXW-AG-032-1500-5T			0.032					
EXWH-AG-035-1500-4T	30	フック型	0.035	170	¥2,640	¥2,640	[012] (1) 交換用	
EXWH-AG-035-1500-5T	40							
EXWH-2W-035-1700								
EXWH-AG-035-1800-4T	30	アングル型		180				