




# Angiostar

心臓血管造影用カテーテル



Angiostar カテーテル 医療機器承認番号20500BZZ00192000

Hanaco



# Angiostar カテーテル

## 特長

- プッシュ・アビリティとトルク性の絶妙なバランスを実現したしなやかなシャフト
- 体内で発揮される優れた保形性
- 確実な造影を可能にした広い内径
- 高いX線不透過性をもった柔軟な先端部（全形状）

## 製品番号表示方法

(例) ジャドキンス型左冠状動脈用 40mm ソフトタイプ



※サイドホール付もあります  
※5Frはソフトタイプとハードタイプがあります  
※6Frはソフトタイプのみとなります

### ジャドキンス型 左冠状動脈用

JL-35 JL-40 JL-50

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
JL-35-SC5	5	1000	0.038"
JL-40-SC5			
JL-50-SC5			
JL-35-SC6	6	1000	
JL-40-SC6			
JL-50-SC6			

### アンプラッツ型 左冠状動脈用

AL-1 AL-2 AL-3

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
AL-1-SC5	5	1000	0.038"
AL-2-SC5			
AL-3-SC5			
AL-1-SC6	6	1000	
AL-2-SC6			
AL-3-SC6			

### ジャドキンス型 右冠状動脈用

JR-35 JR-40 JR-50

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
JR-35-SC5	5	1000	0.038"
JR-40-SC5			
JR-50-SC5			
JR-35-SC6	6	1000	
JR-40-SC6			
JR-50-SC6			

### アンプラッツ型 右冠状動脈用

AR-1 AR-2 AR-3 AR-0

三次元形状

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
AR-1-SC5	5	1000	0.038"
AR-2-SC5			
AR-3-SC5			
AR-0-SC5	6	1000	
AR-1-SC6			
AR-2-SC6			
AR-3-SC6			
AR-0-SC6			

### 左右冠状動脈ブラキアルアプローチ用

LRB-35 LRB-40 LRB-45

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
LRB-35-SA5	5	800	0.038"
LRB-40-SA5			
LRB-45-SA5			
LRB-35-SA6	6	800	
LRB-40-SA6			
LRB-45-SA6			


### 内胸動脈及びバイパス用

IMA LCB RCB

製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)
IMA-HC5	5	1000	0.038"
IMA-SC5			
LCB-HC5			
LCB-SC5			
RCB-HC5			
RCB-SC5			
IMA-SC6	6	1000	
LCB-SC6			
RCB-SC6			



# Angiostar カテーテル



カタログ No.	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)	サイドホール	最大注入量 (ml/sec)	
PT-S-HD5	5	1100	0.038"	10	15	
PT-A-HD5						
PT-145-HD5						
PT-155-HD5						
PT-S-HD6	6	1100		0.038"	10	23
PT-A-HD6						
PT-145-HD6						
PT-155-HD6						

※ピッグテールタイプは 800mm と 900mm タイプも有ります  
 ※最大注入量は参考値です。種々の条件により変更することがあります

製造販売元



**ハナコメディカル株式会社**  
 Hanacomical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町 2 丁目 24 番 11 号  
 TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875  
 URL : <http://www.hanacomical.co.jp/>  
 E-mail : [eigyoun@hanacomical.co.jp](mailto:eigyoun@hanacomical.co.jp)



# Angiostar

## 心臓血管造影用カテーテル

### MITSUDO型

左心室用	左右冠状動脈用	
PT8-125	MITSUDO-K35	MITSUDO-K40
		

	製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)	サイドホール	最大注入量 (mℓ/sec)
左心室用	PT8-125-PB5	5	900	0.038"	10	25

	製品番号	サイズ (Fr)	全長 (mm)	適合ワイヤー (inch)	サイドホール
左右冠状動脈用	MITSUDO-K35-SA5	5	800	0.038"	1
	MITSUDO-K40-SA5				
	MITSUDO-K35-SC5	1,000			
	MITSUDO-K40-SC5				

Angiostarカテーテル 医療機器承認番号：20500BZZ00192000

製造販売元

医療の先端をめざす



**ハナコメディカル株式会社**  
Hanaco HANAKO MEDICAL CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号  
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875  
大阪営業所 〒564-0002 大阪府吹田市岸部中2丁目2番13号  
TEL 06-6330-7707(代) FAX 06-6330-7088

08CB000