



血管造影用カテーテル

4.2Fr

STEXDJ



ハナコ・エクセレントENカテーテル
医療機器承認番号 20100BZZ01855000

Hanaco

ハナコ・エクセレントENカテーテル

医療機器承認番号 20100BZZ01855000

4.2Fr

STEXDJ

特 長

■ 柔軟な先端形状部

従来硬くなりがちだった先端形状部を、柔軟なセミソフト部、ソフトチップと3段階の硬度差をつける事で解消。カテーテル操作時における血管損傷の危険性を低減いたします。

■ 選択性強化

しなやかな腰を持つカテーテルシャフトに柔らかい先端形状部と血管選択制を重視した設計となっており、ハイドロ症例においてはマイクロカテーテルを使用することなく手技を可能とします。

カテーテル規格表

形 状		製 品 番 号		外 径 Fr	全 長 mm	適合ワイヤー	特定保険医療材料 請求分類
シェファードフック モディファイド型	小	210-42-STEXDJ50-700-2P-SH1		4.2	700	0.038インチ	一般用
	中	211-42-STEXDJ50-700-2P-SH1					
	大	212-42-STEXDJ60-700-2P-SH1					
コブラ型		230-42-STEXDJ50-700-2P-SH0					
		231-42-STEXDJ50-700-2P-SH0					
R C 型	大	620-42-STEXDJ60-700-2P-SH1					
	中	621-42-STEXDJ50-700-2P-SH1					
	小	622-42-STEXDJ30-700-2P-SH1					
R H 型		630-42-STEXDJ80-800-2P-SH0			800		
ツイスト型		670-42-STEXDJ80-800-2P-SH0					
B H W 型		390-42-STEXDJ60-1000-2P-SH0			1000		
		391-42-STEXDJ60-1000-2P-SH0					
		391-42-STEXDJ60-1250-2P-SH0			1250		
		392-42-STEXDJ60-1000-2P-SH0			1000		
ヘッドハンター型		371-42-STEXDJ30-1000-2P-SH0					
モディファイドシモンズ型		MSCT-42-STEXDJ80-800-2P-SH0			800		

*上記以外の形状もございます、営業担当にお申し付けください。

製造販売元



ハナコメディカル株式会社
Hanaco medical CO.,LTD

本 社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL 048-881-4101(代) FAX 048-881-5875
URL : <http://www.hanacomedical.co.jp/>
E-mail : eigyoku@hanacomedical.co.jp