



# HANACO®


ERBDキット／ENBD留置チューブ

ENDOSCOPIC RETROGRADE BILIARY DRAINAGE

ハナコ・ディスポーザブルERBDキット  
医療機器承認番号：16100BZZ01316000

# ERBD用留置チューブ

## 胆道ステント 一時留置型



片ピッグテール型



サイドフラップ型



両ピッグテール型

製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	JMDNコード	梱包単位
ERBD-KP-60-200-SH5	片ピッグテール (サイドホール5個)	6	200mm	0.038inch	35094114	20
ERBD-KP-72-200-SH5		7.2				
ERBD-KP-80-200-SH5		8				
ERBD-KP-90-200-SH5		9				
ERBD-KP-10-200-SH5		10				
ERBD-SF-60-100-SH2	サイドフラップ (サイドホール2個)	6	100mm	0.038inch		
ERBD-SF-72-100-SH2		7.2				
ERBD-SF-80-100-SH2		8				
ERBD-SF-90-100-SH2		9				
ERBD-SF-10-100-SH2		10				
ERBD-RP-60-80-SH10	両ピッグテール (サイドホール10個)	6	80mm	0.038inch		
ERBD-RP-60-100-SH10			100mm			
ERBD-RP-60-120-SH10			120mm			
ERBD-RP-60-150-SH10			150mm			
ERBD-RP-72-80-SH10		7.2	80mm			
ERBD-RP-72-100-SH10			100mm			
ERBD-RP-72-120-SH10			120mm			
ERBD-RP-72-150-SH10			150mm			
ERBD-RP-80-80-SH10		8	80mm			
ERBD-RP-80-100-SH10			100mm			
ERBD-RP-80-120-SH10			120mm			
ERBD-RP-80-150-SH10			150mm			
ERBD-RP-90-80-SH10		9	80mm			
ERBD-RP-90-100-SH10			100mm			
ERBD-RP-90-120-SH10			120mm			
ERBD-RP-90-150-SH10			150mm			
ERBD-RP-10-80-SH10		10	80mm		0.045inch	
ERBD-RP-10-100-SH10			100mm			
ERBD-RP-10-120-SH10			120mm			
ERBD-RP-10-150-SH10			150mm			

※チューブステントの Fr サイズ・長さは上記以外にも各種取り揃えております。


# デリバリーシステム

## 胆道ステント一時留置型 デリバリーシステム




リードワイヤー

製品番号	形状	外径	全長	JMDNコード	梱包単位
FS-3T-038-3500-TF	ストレート	0.038inch	350cm	35094114	5



テーパードカテーテル

製品番号	外径(Fr)	全長	適合ワイヤー	JMDNコード	梱包単位
ERBD-TC-50-1800-SHO	5	180cm	0.038inch	35094114	10
ERBD-TC-60-1800-SHO	6				
ERBD-TC-72-1800-SHO	7.2				
ERBD-TC-80-1800-SHO	8				
ERBD-TC-90-1800-SHO	9				
ERBD-TC-10-1800-SHO	10		0.045inch		5




プッシングチューブ

製品番号	外径(Fr)	全長	外径	内径	JMDNコード	梱包単位
ERBD-PS-50-1600	5	160cm	1.67mm	1.12mm	35094114	10
ERBD-PS-60-1600	6		2.00mm	1.20mm		
ERBD-PS-72-1600	7.2		2.40mm	1.47mm		
ERBD-PS-80-1600	8		2.66mm	1.55mm		
ERBD-PS-90-1600	9		3.00mm	1.80mm		
ERBD-PS-10-1600	10		3.33mm	2.20mm		5


# ERBDキット



リードワイヤー





テーパードカテーテル



プッシングチューブ

留置チューブ（ステント）片ピッグテール型

留置チューブ（ステント）両ピッグテール型



製品番号 (保険請求分類)	キット構成	単品製品番号		規格	JMDNコード	梱包単位
		①	②			
KIT-ERBD-72 一般型・一時留置型 ステント/デリバリー	①リードワイヤー	FS-3T-038-3500-TF		ストレート、0.038"、350cm	35094114	5
	②テーパードカテーテル	ERBD-TC-72-1800-SHO		7.2Fr、180cm		
	③プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600		7.2Fr、160cm		
	④留置チューブ	ERBD-KP-72-200-SH5		片ピッグテール、7.2Fr、200mm		
KIT-ERBD-72-RP 一般型・一時留置型 ステント/デリバリー	①リードワイヤー	FS-3T-038-3500-TF		ストレート、0.038"、350cm	35094114	5
	②テーパードカテーテル	ERBD-TC-72-1800-SHO		7.2Fr、180cm		
	③プッシングチューブ	ERBD-PS-72-1600		7.2Fr、160cm		
	④留置チューブ	ERBD-RP-72-120-SH10		両ピッグテール、7.2Fr、120mm		

# ENBD用留置チューブ(NBチューブ)


ストレート型

ビッグテール型

$\alpha$ ループ型

$\alpha$ ループロング型

$\alpha$ ループ逆ロング型



製品番号	形状	外径(Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	保険請求分類	梱包単位
NB-ST-50-2500-SH4-WP	ストレート (サイドホール4個)	5	250cm	0.038inch	¥9,000	経鼻法 要ガイドワイヤ併用	10
NB-ST-60-2500-SH4-WP		6					
NB-ST-72-2500-SH4-WP		7.2					
NB-ST-50-3000-SH4-WP		5	300cm				
NB-ST-60-3000-SH4-WP		6					
NB-ST-72-3000-SH4-WP		7.2					
NB-PG-50-2500-SH5-WP	ビッグテール (サイドホール5個)	5	250cm				
NB-PG-60-2500-SH5-WP		6					
NB-PG-72-2500-SH5-WP		7.2					
NB-PG-50-3000-SH5-WP		5	300cm				
NB-PG-60-3000-SH5-WP		6					
NB-PG-72-3000-SH5-WP		7.2					
NB-AA-50-2500-SH4-WP	$\alpha$ ループ (サイドホール4個)	5	250cm				
NB-AA-60-2500-SH4-WP		6					
NB-AA-72-2500-SH4-WP		7.2					
NB-AA-50-3000-SH4-WP		5	300cm				
NB-AA-60-3000-SH4-WP		6					
NB-AA-72-3000-SH4-WP		7.2					
NB-AL-50-2500-SH4-WP	$\alpha$ ループロング (サイドホール4個)	5	250cm				
NB-AL-60-2500-SH4-WP		6					
NB-AL-72-2500-SH4-WP		7.2					
NB-AL-50-3000-SH4-WP		5	300cm				
NB-AL-60-3000-SH4-WP		6					
NB-AL-72-3000-SH4-WP		7.2					
NB-AR-50-2500-SH4-WP	$\alpha$ ループ逆ロング (サイドホール4個)	5	250cm				
NB-AR-60-2500-SH4-WP		6					
NB-AR-72-2500-SH4-WP		7.2					
NB-AR-50-3000-SH4-WP		5	300cm				
NB-AR-60-3000-SH4-WP		6					
NB-AR-72-3000-SH4-WP		7.2					

# ENBD用留置チューブ(NBチューブダブルマーカー)

ストレート型

ピッグテール型


$\alpha$ ループ型

$\alpha$ ループロング型

$\alpha$ ループ逆ロング型



透視下マーカー



製品番号	形状	外径 (Fr)	全長	適合ワイヤー	希望小売価格	保険請求分類	梱包単位
NB-ST-50-3000-SH4-WP-2XMK	ストレート (サイドホール4個)	5	300cm	0.038inch	¥15,000	経鼻法 要訂付ワイヤ併用	10
NB-ST-60-3000-SH4-WP-2XMK		6					
NB-PG1-50-3000-SH5-WP-2XMK	ピッグテール (サイドホール5個)	5					
NB-PG1-60-3000-SH5-WP-2XMK		6					
NB-AA-50-3000-SH4-WP-2XMK	$\alpha$ ループ (サイドホール4個)	5					
NB-AA-60-3000-SH4-WP-2XMK		6					
NB-AL-50-3000-SH4-WP-2XMK	$\alpha$ ループロング (サイドホール4個)	5					
NB-AL-60-3000-SH4-WP-2XMK		6					
NB-AR-50-3000-SH4-WP-2XMK	$\alpha$ ループ逆ロング (サイドホール4個)	5					
NB-AR-60-3000-SH4-WP-2XMK		6					