

# 血管造影用マイクロカテーテル

販売名称：ミチビキ

医療機器承認番号：22000BZX01455000

クラス：Ⅳ JMDNコード：70296004

Michibiki PLUS

## Selective

製品番号	形状	外径		有効長	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
		先端部	手元部					
MP-S1811-A	ストレート	1.8Fr	2.7Fr	110cm	¥36,900	¥36,900	[O10] (1) オーバーザワイヤー ① 選択的アプローチ型 アブレードあり  (略称：マイクロカテ OSB)	1
MP-S1813-A				130cm				
MP-S1815-A				150cm				
MP-S2011-A		2.0Fr		110cm				
MP-S2013-A				130cm				
MP-S2015-A				150cm				

## HighFlow (ステンレスブレード)

製品番号	形状	外径		有効長	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
		先端部	手元部					
MH2711-E	ストレート	2.8Fr	2.8Fr	110cm	¥30,300	¥30,300	[O10] (1) オーバーザワイヤー ② 造影能強化型 (略称：マイクロカテ OZ)	1
MH2713-E				130cm				
MH2715-E				150cm				

## 細径システム対応

### Selective

製品番号	形状	外径		有効長	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
		先端部	手元部					
MP3F-S2011-A	ストレート	2.0Fr	2.4Fr	110cm	¥36,900	¥36,900	[O10] (1) オーバーザワイヤー ① 選択的アプローチ型 アブレードあり (略称：マイクロカテ OSB)	1
MP3F-S2013-A				130cm				
MP3F-S2015-A				150cm				

## デタッチャブルコイル対応

### Double Markers

製品番号	形状	外径		有効長	希望小売価格	償還価格	保険請求分類	梱包単位
		先端部	手元部					
MP-DM2012-A	ストレート	2.0Fr	2.7Fr	120cm	¥50,900	¥50,900	[O10] (1) オーバーザワイヤー ③ デタッチャブルコイル用	1
MP-DM2015-A				150cm				